


A E D

(自動体外除細動器) の設置について

渡嘉敷村では一括交付金を活用し下記の
公共施設等にA E Dを設置いたしました
のでお知らせいたします。

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. 渡嘉敷村役場 | 10. 阿波連小学校 |
| 2. 渡嘉敷村中央公民館 | 11. " 体育館 |
| 3. 渡嘉敷村へき地保育所 | 12. 阿波連生活館 |
| 4. 渡嘉敷港港待合所 | 13. 阿波連青少年旅行村管理棟 |
| 5. 渡嘉敷村高齢者福祉センター | 14. 阿波連ビデ-監視台 (監視時間のみ) |
| 6. 渡嘉敷村刈-センター | 15. 渡嘉敷村消防車 (車両搭載) |
| 7. 渡嘉敷小中学校 | 16. 渡嘉敷村救急車 (車両搭載) ※救急車は3
月納期予定 |
| 8. " 体育館 | 17. フェリーとかしき (船舶搭載) |
| 9. 渡嘉敷幼稚園 | 18. マリウイ-とかしき (船舶搭載) |

私たちの行動で救える命があります!



心臓突然死は、いつでも誰にでも起こる可能性があります。
日本での病院外の心臓突然死は年間5万人ともいわれており、
その原因のほとんどが「心室細動」です。
「心室細動」とは心臓がけいれんし、全身に血液を送るポンプとしての
役割を果たせない状態を言います。
この「心室細動」を治す唯一の治療方法が電気ショックを与えることです。
「心室細動」の発生から1分経過する毎に救命率が約7~10%低下します。
救命には、現場に居合わせた私たちができるだけ早く「心肺蘇生+電気
ショック”を行うことが大切です。

◆ 裏面にA E Dの使い方を明記しています。




こんなときにはAED!!

●意識がない ●呼吸がない ●脈拍なし(医療従事者のみ)

① ふたを開けると、電源ON!

音声ガイドに従って操作してください。音声で指示している内容が画面にも表示されます。



「成人モードです。意識・呼吸を確認してください」

未就学児の場合には
小児モードにスイッチを切り換えます

② 除細動パッドを体に貼ります



パッドに左右の指定はありません

「胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください」「袋を破いて、パッドを取り出してください」
「パッドを青いシートからはがして、図のように右胸と左わき腹に貼ってください」

除細動パッドを貼ると心電図の解析を始めます。傷病者にさわらないでください。

「体にさわらないでください」「心電図を調べています。体にさわらないでください」




③ ショックボタンを押します

電気ショックが必要な心電図の場合




「電気ショックが必要です」
「充電しています」



「体から離れてください。
点滅ボタンをしっかりと押してください」

電気ショックが不要な心電図の場合



「電気ショックは必要ありません」



「体にさわっても大丈夫です」
「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」

傷病者に普段どおりの呼吸が戻った場合は、
身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。
(電極パッドは付けたまま、AEDのフタは開けたままにして下さい。)

